


Anti-Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380)

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15418

商品番号: CM0001453



前書き

RSK1/RPS6KA1のSer380を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済み。MAPKシグナル伝達、細胞増殖、および生存の研究に最適です。Uniprot: Q15418。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Rabbit mAb
備考/別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
種	ヒト
GeneID	6195
免疫原	合成ペプチド：ヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (Q15418) のS380周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
配送	アイスバッグ