

Anti-Phospho-Pak1/2/3 (S144/S141/S139)

ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q13153 / Q13177 / O75914

商品番号: CM0001673



前書き

PAK1 (S144)、PAK2 (S141)、PAK3 (S139)

を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済み。
アポトーシス、細胞骨格、およびシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139 Rabbit mAb
備考/別名	PAKalpha; Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5058/5062/5063
GeneID	5058/5062/5063
免疫原	ヒトPAK1 (Q13153) のS144周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ