

抗リン酸化Pak2 (S20) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q13177

商品番号: CM0001110



前書き

PAK2のセリン20（S20）を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。アポトーシスや細胞骨格ダイナミクスにおけるPAK2シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PAK2-S20 Rabbit mAb
備考/別名	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
種	ヒト
遺伝子ID	5062
免疫原	ヒトPAK2のS20周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_002568.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13177
タンパク質重量	58kDa
配送	アイスパック