


Anti-Phospho-Paxillin (Y118) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49023

商品番号: CM0001817



前書き

リン酸化Paxillin (Tyr118)

特異的なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。接着斑および細胞遊走研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Phospho-Paxillin-Y118 ウサギ mAb
備考/別名	PXN; paxillin; Phospho-Paxillin-Y118
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5829
免疫原	ヒト Paxillin (P49023) のY118周辺の合成リン酸化ペプチド
抗体源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49023
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷バッグ