

Anti-Phospho-Pdgfr Alpha-Y754 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16234

商品番号: CM0001694



前書き

Tyr754でリン酸化されたPDGFR

alphaを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。Tyr754でリン酸化されている場合のみ、内在性のPDGFR

alphaレベルを検出します。ヒトに反応性。PDGFシグナル伝達および腫瘍学の研究に有用です。予測分子量は123 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDGFR alpha-Y754 Rabbit pAb
備考/別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y754
種	ヒト
遺伝子ID	5156
免疫原	ヒトPDGFRA (NP_006197.1) のY754周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123kDa
配送	氷袋