


Anti-Phospho-Pdgfrb (Y1021) ウサギポリクローナル抗体 Wb, Elisa用 - P09619

商品番号: CM0000765



前書き

Y1021部位でリン酸化されたPDGFRBを検出するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。血管生物学およびがん研究におけるPDGFシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDGFRB-Y1021 ウサギpAb
別名	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y1021
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5159
遺伝子ID	5159
免疫原	合成ペプチド：ヒトPhospho-PDGFRB-Y1021 (NP_002600.1) のY1021周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09619
タンパク質分子量	124kDa
輸送方法	保冷剤