

Anti-Phospho-Pdha1-S293 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P08559

商品番号: CM0000892



前書き

リン酸化PDHA1（セリン293）を標的とする高特異性のウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。ミトコンドリア代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDHA1-S293 Rabbit pAb
備考/別名	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5160
遺伝子ID	5160
免疫原	合成ペプチド / ヒトPDHA1 (NP_000275.1) のS293周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08559
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバック