

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Perk (T982) ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nzj5

商品番号: CM0001768



前書き

ヒト、マウス、ラットのリン酸化PERK (T982) を認識するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。小胞体ストレスおよび未折りたんぱく質応答 (UPR) シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PERK-T982 ウサギmAb
備考/別名	PEK; WRS; PERK; Phospho-PERK-T982
種	ヒト
GeneID	9451
免疫原	合成ペプチド：ヒトPERK (NP_004827.4) のT982周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZJ5
タンパク質分子量	125kDa
発送	保冷バッグ