

抗リン酸化Pi3キナーゼP55- ガンマ（Pik3R3）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q92569

商品番号: CM0001251

前書き

Y199部位でリン酸化されたPI3キナーゼp55-
ガンマ（PIK3R3）に特異的なウサギモノクローナル
抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み
です。ヒトおよびマウスと反応し、インスリンシグナ
ル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-PI3キナーゼp55-Y199 ウサギmAb
別名	PIK3R3; ホスホ-PI3KP55γ-Y199
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8503
GeneID	8503
免疫原	ヒトPI3キナーゼp55（NP_001107644.1）のY199周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q92569
タンパク質分子量	55kDa
発送	氷袋