


抗リン酸化-Pi3K P85A/P55F/P85B (Y467/Y199/Y464)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P27986 / O00459 / Q92569

商品番号: CM0001364



前書き

ウサギポリクローナル抗体は、リン酸化されたPI3K調節サブユニットp85α (Y467)、p55γ (Y199)、p85β (Y464)を検出します。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。PI3K/AKTシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464 ウサギ pAb
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; リン酸化-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
種	ヒト
遺伝子ID	5295/5296/8503
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986/O00459/Q92569
タンパク質分子量	42-54kDa/81-84kDa
発送	保冷バッグ