


Wb、Ip、Elisa用抗リン酸化Pka C- α (Prkaca) -S339ポリクローナル抗体 - P17612

商品番号: CM0000437



前書き

Ser339でリン酸化されたPKA C- α に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒトサンプルでのWB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。cAMP依存性シグナル伝達、細胞周期、転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PKA C- α (PRKACA) -S339 ウサギpAb
備考／別名	CAFD1; PKACA; PPNAD4; リン酸化PKA C- α (PRKACA) -S339
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5566
遺伝子ID	5566
免疫原	合成ペプチド：ヒトPKA C- α (PRKACA) (NP_002721.1) のS339周辺のリン酸化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17612
タンパク質分子量	41kDa
配送方法	保冷剤