


Anti-Phospho-Pkc Alpha-T638 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P17252

商品番号: CM0001410



前書き

Thr638でリン酸化されたヒトPKCαを認識するリン酸特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに最適で、がん、アポトーシス、および心血管シグナル伝達研究におけるPKCα活性化の精密な分析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC alpha-T638 Rabbit mAb
備考/別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5578
遺伝子ID	5578
免疫原	合成ペプチド ヒトPKC alphaのT638周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋