


Anti-Phospho-Pkc Delta-S645 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q05655

商品番号: CM0001762



前書き

S645でリン酸化されたPKCδを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みです。アポトーシスおよび細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC delta-S645 Rabbit pAb
備考/別名	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-S645
種	ヒト
遺伝子ID	5580 (ヒト)
免疫原	ヒトPKC delta (NP_006245.2) のS645周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05655
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ