


Anti-Phospho-Pkc Delta (T505) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q05655

商品番号: CM0001442



前書き

ヒトPhospho-PKC delta-T505に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アポトーシス、細胞周期、およびがんシグナル伝達における重要なキナーゼであるPKC delta (PRKCD、nPKC-delta) のリン酸化サイトT505を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC delta-T505 Rabbit pAb
備考/別名	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-T505
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5580
GeneID	5580
免疫原	ヒトPKC delta (NP_006245.2) のT505周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05655
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ