

抗リン酸化Pkc Mu (S744/748)

ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q15139

商品番号: CM0001245

前書き

Ser744/748でリン酸化されたPKC mu/PRKD1に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAに適しています。PKC muシグナル伝達とリン酸化イベントの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PKC mu-S744/748 ウサギpAb
備考/別名	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5587
GeneID	5587
免疫原	マウスPKC mu (NP_032884.2)のS744 & S748周辺の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15139
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ