


WbおよびElisa用抗リン酸化Pkc (パン) (ガンマ)-T514 ウサギPab - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

商品番号: CM0001019



前書き

PKCパンアイソフォーム（アルファ、ベータ、デルタ、イプシロン、ガンマ、イータ、シータ）のリン酸化T514に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済みです。細胞シグナル伝達、がん、循環器研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PKC (パン) (ガンマ)-T514 ウサギpAb
備考/別名	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; リン酸化-PKC (パン) (ガンマ)-T514
種	ヒト
GeneID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	ウェスタンブロット(WB)、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
タンパク質分子量	59-67kDa/74-83kDa
発送	保冷剤