


抗リン酸化Pkc (Pan) (Bii Ser660) モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

商品番号: CM0000779



前書き

βII Ser660部位のリン酸化PKC

alpha/beta/delta/epsilon/eta/thetaを認識するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAによる検証済み。PKCシグナル伝達、腫瘍学、心血管研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC (pan) (βII Ser660) Rabbit mAb
備考/別名	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (βII Ser660)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
遺伝子ID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
タンパク質重量	59kDa/67kDa/74-83kDa
配送	アイスバッグ