


Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Zeta)-T410 Rabbit Pab - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

商品番号: CM0000998



前書き

T410リン酸化PKC zetaおよびpan-PKCアイソフォームを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済み。シグナル伝達および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410 Rabbit pAb
備考/別名	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Phospho-PKC (pan) (zeta)-T410
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
免疫原	合成ペプチド ヒトPRKCZ (NP_002735.3) のT410周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
タンパク質分子量	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
配送	氷袋