

Wb、Elisa用 抗リン酸化Pkc Zeta-T560 ウサギモノクローナル抗体 - Q05513

商品番号: CM0000699

前書き

Thr560のPKC

zetaを標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトを検出し、ラットと交差反応性あり。細胞極性、NF-kB活性化、インスリン応答におけるPKC zetaシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PKC zeta-T560 ウサギ mAb
備考/別名	PKC2; PKC-ZETA; Phospho-PKC zeta-T560
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5590
GeneID	5590
免疫原	合成ペプチド：ヒトPKC zeta (Q05513) のT560周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q05513
タンパク質分子量	68 kDa
発送	保冷バッグ