

抗リン酸化Pkr/Eif2Ak2-T446

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P19525

商品番号: CM0000797



前書き

リン酸化PKR/EIF2AK2（Thr446）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト・マウスの標的を検出し、自然免疫、抗ウイルス応答、キナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PKR/EIF2AK2-T446 ウサギpAb
備考／別名	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5610
GeneID	5610
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19525
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	保冷剤