


Anti-Phospho-Pla2G4A-S505 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P47712

商品番号: CM0001127



前書き

ヒトcPLA2-
alpha（PLA2G4A）のSer505を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。WBおよびELISAで検証済みです。炎症経路の研究および脂質シグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLA2G4A-S505 Rabbit pAb
備考/別名	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; Phospho-PLA2G4A-S505
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5321
遺伝子ID	5321
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47712
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスパック