


抗リン酸化Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 ウサギモノクローナル抗体 (Wb用) - P19174

商品番号: CM0001360



前書き

Tyr783でリン酸化されたPLC gamma 1を認識するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。RTKシグナル伝達および細胞遊走の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 ウサギmAb
備考/別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; リン酸化PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5335
GeneID	5335
免疫原	ヒトリン酸化PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 (NP_877963.1) のY783付近の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P19174
タンパク質重量	149kDa
配送	アイスバッグ