


Wb、If/Icc、Elisa用抗リン酸化Plcガンマ2（Plcg2）-Y759モノクローナル抗体 - P16885

商品番号: CM0001409



前書き

Y759でリン酸化されたヒトPLCガンマ2（PLCG2）に対するリン酸化特異的組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、膜ラフトにおけるPLCG2を介したシグナル伝達や免疫細胞機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PLCガンマ2（PLCG2）-Y759 ウサギmAb
備考・別名	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
対象種	ヒト
遺伝子ID	5336
免疫原	ヒトPLCガンマ2（PLCG2）Y759周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_002652.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16885
タンパク質分子量	148kDa
配送方法	氷袋