

Wb、If/Icc、Elisa用抗リン酸化Plcg2（Y1217）ウサギモノクローナル抗体 - P16885

商品番号: CM0000679



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAで検証済みのリン酸化PLCG2（Y1217）ウサギモノクローナル抗体です。ヒトPLC-ガンマ-2と反応し、B細胞受容体およびFc受容体シグナル伝達経路におけるチロシンリン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PLCガンマ2（PLCG2）-Y1217 ウサギmAb
備考/別名	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-ガンマ-2
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	5336
免疫原	ヒトPLCガンマ2（PLCG2）のY1217周辺の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16885
タンパク質分子量	148kDa
発送	氷袋