


Anti-Phospho-Plcg2 (Y759) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16885

商品番号: CM0001459



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のヒトPLCG2 (Y759)に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。この抗体は、セカンドメッセンジャーであるD AGとIP3を産生する膜シグナル伝達における重要な酵素を標的としています。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit pAb
備考/別名	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
種	ヒト
遺伝子ID	5336
免疫原	ヒトPLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)のY759周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16885
タンパク質分子量	148kDa
配送	アイスバッグ