

Anti-Phospho-Plk1-T210 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P53350

商品番号: CM0000858



前書き

ヒトPLK1のThr210リン酸化部位に対するウサギモノクローナル抗体。合成リン酸ペプチド免疫原を用いて作製されました。ウェスタンブロットおよびELISAを用いた細胞周期および分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLK1-T210 Rabbit mAb
備考/別名	PLK; STPK13; Phospho-PLK1-T210
種	ヒト
遺伝子ID	5347 (ヒト)
免疫原	ヒトPLK1 (P53350) のT210周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P53350
タンパク質分子量	68 kDa
配送	氷袋