


抗リン酸化Polr2A Ctd-S2 ポリクローナル抗体（Wb・Ip・Elisa用） - P24928

商品番号: CM0000948



前書き

CTDリピート（YSPTSPS）のSer2部位がリン酸化されたヒトPOLR2Aを認識するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAでの検証が完了しており、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-POLR2A CTD-S2 ウサギ pAb
別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5430
遺伝子ID	5430
免疫原	合成ペプチド ヒトPOLR2AのCTDリピートYSPTSPSのS2周辺領域に対応するリン酸化特異的ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
発送方法	保冷剤