


抗リン酸化Polr2A Ctd-S5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P24928

商品番号: CM0001299



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質抗リン酸化POLR2A CTD-S5
ウサギポリクローナル抗体です。転写制御研究に必須なRNAポリメラーゼII
CTDのSer5リン酸化を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-POLR2A CTD-S5 Rabbit pAb
略称・別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDH1B; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5430
遺伝子ID	5430
免疫原	合成ペプチド：ヒトPOLR2AのCTDリピートYSPTSPSのS5周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
発送方法	保冷剤