


Anti-Phospho-Polr2A Ctd-S7 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

商品番号: CM0000708



前書き

POLR2AのCTD Ser-7リン酸化を標的とするホスホ特異的ウサギポリクローマル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISA、ChIPで検証済み。Pol II転写制御とRNAプロセシングの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-POLR2A CTD-S7 Rabbit pAb
備考/別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5430
免疫原	ヒトPOLR2A CTDリピートYSPTSPSのS7周辺の残基に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
配送	氷袋