


Anti-Phospho-Ppp1R12A (S507) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14974

商品番号: CM0001861



前書き

ヒトPPP1R12A (MYPT1)

のSer507を標的とする特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ミオシンホスファターゼの調節および平滑筋シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PPP1R12A-S507 Rabbit pAb
備考/別名	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S507
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4659
GeneID	4659
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14974
タンパク質分子量	115kDa
配送	アイスバッグ