


抗リン酸化Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P67775 / P62714

商品番号: CM0000532



前書き

Y307部位でリン酸化されたPPP2CA/PPP2CBを検出するリン酸化特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルにおいてWBおよびELISAでの使用が検証済みです。PP2Aを介したシグナル伝達、細胞周期制御、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307 Rabbit pAb
備考/別名	PPP2CA/PPP2CB; Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5515/5516
遺伝子ID	5515/5516
免疫原	合成ペプチド：ヒトPPP2CA/PPP2CB (NP_001009552.1) のY307周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P67775/P62714
輸送方法	保冷剤