

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Pten-S380/T382/T383

ウサギモノクローナル抗体 - P60484

商品番号: CM0001402



前書き

リン酸化PTEN-S380/T382/T383

ウサギモノクローナル抗体は、S380/T382/T383でリン酸化された内因性PTENを検出します。WB、IF-P、IHC-P、ELISAにおいて、ヒト、マウス、ラットとの反応性が検証済みです。PI3K-AKT経路および腫瘍抑制遺伝子研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	リン酸化PTEN-S380/T382/T383 ウサギmAb
備考/別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5728
GeneID	5728
免疫原	ヒトリン酸化PTEN-S380/T382/T383 (NP_000305.3) のS380およびT383周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ