


Wb、If/Icc、Elisa用抗リン酸化Ptk2B（Y402）ウサギポリクローナル抗体 - Q14289

商品番号: CM0001514



前書き

チロシン402でリン酸化されたPTK2Bに特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のPTK2Bを検出します。インテグリンシグナル伝達、細胞遊走、免疫調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PTK2B-Y402 ウサギpAb
備考/別名	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; リン酸化PTK2B-Y402
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2185
遺伝子ID	2185
免疫原	合成ペプチド：ヒトPTK2B（NP_004094.3）のY402付近の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14289
タンパク質分子量	116kDa
配送	アイスバッグ