

Wb、Elisa用 抗リン酸化Ptpa-Y789 ポリクローナル抗体 - P18433

商品番号: CM0000507



前書き

WBおよびELISA用の高品質な抗リン酸化PTPRA-Y789ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPTPRAと交差反応性あり。インテグリン媒介性の接着斑および細胞間接着研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	リン酸化PTPRA-Y789 ウサギ pAb
備考/別名	LRP; HLP; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-アルファ; リン酸化PTPRA-Y789
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5786
GeneID	5786
免疫原	ヒトPTPRA (NP_543030.1) のY789周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18433
タンパク質分子量	91kDa
配送	保冷バッグ