

## Anti-Phospho-Raf1-S259 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P04049

商品番号: CM0001530



### 前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用のPhospho-Raf1-

S259ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのセリン259位でリン酸化されたRAF1を検出します。MAPK/ERKシグナル伝達、細胞増殖、およびアポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                  |
|-------------|------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-Raf1-S259 Rabbit mAb       |
| 備考/別名       | NS5259                             |
| 種           | ヒト (Human)                         |
| GeneID (ヒト) | 5894                               |
| GeneID      | 5894                               |
| 免疫原         | ヒトRAF1 (P04049) のS259周辺の合成リン酸化ペプチド |
| ソース         | ウサギ (Rabbit)                       |
| カテゴリー       | リン酸化抗体 (Phosphorylated Antibodies) |
| アプリケーション    | WB, ELISA                          |
| 交差反応性       | ヒト (Human), ラット (Rat)              |
| SWISS       | P04049                             |
| タンパク質分子量    | 73kDa                              |
| 配送          | アイスバッグ (Ice bag)                   |