

抗リン酸化Raf1 (Ser621) ウサギポリクローナル抗体 - P04049

商品番号: CM0001876



前書き

Ser621がリン酸化されたRaf1に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。MAPKシグナル伝達および発がんにおける主要なキナーゼであるヒトRaf1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Raf1-S621 ウサギpAb
備考/別名	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5894
GeneID	5894
免疫原	合成ペプチド - ヒトPhospho-Raf1-S621のS621周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_002871.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04049
タンパク質重量	73kDa
配送	アイスパック