

Anti-Phospho-Raptor-Ser792 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8N122

商品番号: CM0000850



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用、リン酸化Raptor（Ser792）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスで検証済みで、この抗体はmTORC1経路の活性化をモニターします。がん代謝および細胞増殖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Raptor-Ser792 Rabbit pAb
備考/別名	KOG1; Mip1; Phospho-Raptor-Ser792
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57521
GeneID	57521
免疫原	ヒトRPTOR (NP_065812.1) のS792周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N122
タンパク質分子量	149kDa
配送	アイスバッグ