


Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Rb-S780 ウサギモノクローナル抗体 - P06400

商品番号: CM0001144



前書き

Ser780でリン酸化されたヒトRB1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。IHC-PおよびELISAアプリケーションに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期および腫瘍抑制研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化RB-S780 ウサギmAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5925
遺伝子ID	5925
免疫原	合成ペプチド: ヒトRB (P06400) のS780周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
発送	保冷バッグ