


抗リン酸化Rb（S795）ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P06400

商品番号: CM0001548



前書き

セリン795でリン酸化された網膜芽細胞腫タンパク質に特異的なリン酸化RB-

S795ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞周期およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化RB-S795 ウサギ pAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5925
GeneID	5925
免疫原	ヒトRB (NP_000312.2) のS795周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
輸送	保冷バッグ