


Anti-Phospho-Rb-S807/811 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P06400

商品番号: CM0001031



前書き

Phospho-RB-S807/811

ウサギモノクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのリン酸化RB（S807/811）を検出します。WB、IP、IF/I

CC、IF-P、ELISAに適しており、細胞周期および腫瘍抑制因子の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RB-S807/811 Rabbit mAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5925
遺伝子ID	5925
免疫原	ヒトRB (NP_000312.2) のS807およびS811周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
配送	アイスバック