

抗リン酸化Rb (Ser780) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P06400

商品番号: CM0001041



前書き

リン酸化RB (Ser780)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRBに反応。細胞周期およびがん抑制遺伝子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化RB-S780 ウサギ pAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5925
GeneID	5925
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
発送	保冷剤付き