


Wb、Elisa用 抗リン酸化Rb1（S780）ウサギモノクローナル抗体 - P06400

商品番号: CM0001744



前書き

RB1（S780）に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルでのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞周期制御およびがん抑制経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化RB-S780 ウサギ mAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5925
遺伝子ID	5925
免疫原	合成ペプチド ヒトRBのS780周辺配列に対応するリン酸化合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106 kDa
発送条件	保冷剤