


Anti-Phospho-Rb1 (Ser807/Ser811)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06400

商品番号: CM0001225



前書き

Ser807/Ser811でリン酸化されたRb1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。G1/S細胞周期移行の重要な制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RB-S807/811 Rabbit pAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5925
GeneID	5925
免疫原	合成ペプチド：ヒトRB (NP_000312.2) のS807およびS811周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
配送	アイスバック