

Anti-Phospho-Ret (Tyr905) ウサギポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - P07949

商品番号: CM0000856



前書き

Phospho-RET (Tyr905)

ウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA）は、細胞増殖、移動、および生存に重要な受容体型チロシンキナーゼである、チロシン905でリン酸化されたヒトRETを検出します。腫瘍学および発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Ret-Y905 Rabbit pAb
備考/別名	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Phospho-Ret-Y905
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5979
GeneID	5979
免疫原	合成ペプチド / ヒト Ret (NP_066124.1) のY905周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07949
タンパク質分子量	124kDa
配送	アイスバッグ