


Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13546

商品番号: CM0001043



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたAnti-Phospho-RIPK1

(S166)ウサギモノクローナル抗体。セリン166でリン酸化されたヒトRIPK1を検出します。細胞死および炎症シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RIPK1-S166 Rabbit mAb
備考/別名	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1-S166
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8737
遺伝子ID	8737
免疫原	合成ペプチド；ヒトRIPK1 (NP_003795.2) のS166周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13546
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ