


Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13546

商品番号: CM0001155



前書き

ウサギポリクローナル抗体。Ser166（ヒト、マウス）でリン酸化されたRIPK1を認識します。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。TNF仲介性アポトーシス、ネクロプトーシス、および炎症シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RIPK1/RIP-S166 Rabbit pAb
備考/別名	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1/RIP-S166
種	ヒト
遺伝子ID	8737
免疫原	ヒトRIPK1/RIP (NP_003795.2) のS166周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13546
タンパク質分子量	76 kDa
配送	氷袋