


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗ホスホRpa2(Ser33)ウサギモノクローナル抗体 - P15927

商品番号: CM0000857



前書き

Ser33でリン酸化されたヒトRPA2に対するホスホ特異的ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットRPA2と交差反応します。DNA複製、修復、損傷シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホRPA2(Ser33) ウサギmAb
別名	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
対象種	ヒト
GeneID	6118
免疫原	ヒトRPA2 (NP_002937.1) のSer33周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P15927
タンパク質分子量	29 kDa
発送方法	保冷剤