


Anti-Phospho-Rpa2 (T21) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P15927

商品番号: CM0000894



前書き

T21でリン酸化されたヒトRPA2に特異的なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応し、29kDaのバンドを検出します。DNA損傷および複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RPA2-T21 Rabbit mAb
備考/別名	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-T21
種	ヒト
遺伝子ID	6118
免疫原	ヒトRPA2 (P15927) のT21周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P15927
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ