


Anti-Phospho-Rps6 (Ser235) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P62753

商品番号: CM0001655



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのPhospho-RPS6 (Ser235)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのリン酸化S6を検出します。細胞増殖および増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-RPS6-S235 Rabbit mAb
備考/別名	S6; eS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6194
GeneID	6194
免疫原	合成ペプチド ヒトRPS6 (NP_001001.2) のS235周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ