

抗リン酸化Rps6Ka5-S376ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O75582

商品番号: CM0001028



前書き

Ser376部位でリン酸化されたRPS6KA5（MSK1）に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。キナーゼシグナル伝達や転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RPS6KA5-S376 ウサギpAb
別名	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-S376
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9252
GeneID	9252
免疫原	ヒトRPS6KA5のS376周辺の合成リン酸化ペプチド（NP_004746.2）
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75582
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	氷袋